

# IRIS LIFE SOL

## Elektronisk klokke med kalenderpåminnelser

Nye funksjoner!  
 - Dagsplan  
 - Ukeskalender  
 - Årlige påminnelser



**IRIS LIFE SOL (HMS nr.: 256472)** er en elektronisk klokke med talefunksjoner, kalenderpåminnelser og dagsplan. Påminnelser registreres med dag/dato/tidspunkt, og de varsles med lyd, lysblink, symboler og/eller talemeldinger. Kalenderen har også oversikt over kommende aktiviteter i ukesvisning.

IRIS LIFE SOL har valgbar visning for å dekke brukerens behov. I menyen for klokkevisning kan man velge enkle, minimalistiske visninger, fom f.eks. at kun klokken vises. Alternativt kan det velges informativ visning med f.eks. klokke, dato, periode av døgnet, og dagsplan med oversikt over kommende påminnelser. Det kan velges blant en rekke ulike bakgrunnsbilder.

IRIS LIFE SOL kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen. Den har integrert minne, slik at alle innstillinger beholdes ved eventuelt strømbrudd.

Alle menyer og innstillinger kan låses for brukeren.

### 1. Plassering:

IRIS LIFE SOL kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller skrues opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.

### 2. Daglig bruk:

Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv. Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid på døgnet) leses opp. Det er mulig å velge oppløsning av kun den informasjonen som vises på skjermen.

### 3. Lydstyrke:

Lydstyrken justeres med volumknappene på høyre fremside,

og kan låses til valgt volum.

### 4. Påminnelser:

Påminnelser vises på et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker lysene på fremsiden. Påminnelsen vises i 30 minutter, og kvitteres ved å ta på skjermen. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen.

#### 4.1. Legge inn påminnelser

Trykk på HJEM-knappen (til venstre på fremsiden) for å komme til menyen. Trykk på «Påminnelser»-ikonet for å komme til menyen for påminnelser. Trykk på **+Legg til** for å registrere en påminnelse. Her vises en hurtigmeny for mest brukte påminnelser. Velg eventuelt «Generell» for å legge inn en egendefinert påminnelse. Du får nå frem bildet for å legge til påminnelsen (fig.1).

**Linje 1:** Må alltid fylles ut.

**Linje 2:** Her kan du legge inn tilleggsbeskrivelse.

**Symbolfelt:** Velg ønsket symbol som vises med påminnelsen.

**Talefelt:** Her kan du lese inn egen talemelding, som spilles av under påminnelsen.

**Datofelt:** Velg dato for påminnelsen. NB! Mulig å velge 5 år fremover.

**Tidsfelt:** Velg klokkeslett for påminnelsen.

**Repetisjonsfelt:** Velg om å påminnelsen skal repeteres (se neste avsnitt).

**Dagsplan:** Velg om påminnelsen skal vises i Dagsplan (se avsnitt 5.2).

Trykk Lagre når du er ferdig med å registrere påminnelsen.

#### 4.2: Repetisjon av påminnelser:

I menyen for Repetisjon finnes 5 hurtigvalg for repetisjon som benytter tidspunktet som er lagt inn for påminnelsen som utgangspunkt (fig.2): Ingen repetisjon, Samme tid hver dag, Samme dag og tid hver uke, Samme dato og tid hver måned, Samme dato og tid hvert år.

Alternativt kan man velge Daglig, Ukentlig eller Månedlig for mer avanserte repetisjonsinnstillinger.

#### 4.3: Oversikt over påminnelser

Når du har lagt inn en eller flere påminnelser kan du raskt få oversikt over disse under en egen visning. Trykk HJEM-knappen og velg Påminnelser. Her vises en liste over alle registrerte påminnelser. Trykk på selve påminnelsen for å endre den, eller slå påminnelsen av/på med skyvebryteren til høyre.

#### 4.4: Slette en påminnelse

Velg påminnelsen du ønsker å slette. Trykk på den røde søppelbøtten nede til venstre.

#### 5: Innstillinger

Trykk på HJEM-knappen og velg Innstillinger nede i høyre hjørne på skjermen.

(Innstillingsmenyen kan låses for brukeren. Vipp bryter 5 bak på IRIS LIFE SOL ned for å åpne for innstillinger. Vipp bryteren opp for å låse tilgangen til innstillinger).

##### 5.1: Klokke

**Stille klokke:** Bruk piltastene for å endre tid og dato.

**Klokketale:** Slå talende klokke på eller av. Velg om talemeldingen skal begrenses til det som vises på skjermen.

**Sommertid:** Velg «På» for automatisk sommer-/vintertid.

**Nattmodus:** Med denne funksjonen kan du selv definere dag- og natte tid. Funksjonen benyttes av de som vil ha symboler for dag og natt i stedet for klokkevisning. Den benyttes også om man vil ha ulik lysstyrke på skjermen dag- og natte tid.

##### 5.2: Utseende

Her kan man endre innstillinger for bakgrunnsbilde, klokkevisning og hvilken informasjon som vises på skjermen.

**Bakgrunn:** Velg ulike bakgrunner og enkel eller uthevet klokke.

**Visning:** Velg mellom 4 oppsett for visning.

**1. Kun tekst (fig. 3):** Her vises tiden bare som informativ tekst. Tips! Velg mellom store eller små bokstaver.

**2. Enkel klokke (fig. 4):** Her vises en stor klokke med valgbare informasjon i tillegg. Velg mellom analog eller digital visning av klokken.

**3. Informativ (fig.5):** Her vises klokken med valgbare informasjon i 4 felt.

**4. Dagsplan (fig.6):** Her vises klokken sammen med oversikt over dagens kommende hendelser.

Dersom man ikke benytter Dagsplan, kan man enkelt få oversikt over kommende aktiviteter ved å trykke HJEM-knappen, og velge Kalender. For å få tilgang til Kalender, må denne funksjonen være slått på (se avsnitt 6.)

Alle 4 oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt, dersom man har valgt funksjonen Nattmodus. Det er også mulig å velge symbol i stedet for klokkevisning på natt og/eller dag. Velg Klokkevisning fra menyen og deretter Tilpass. Bruk piltastene øverst for å velge hva som skal vises på dag- og natte tid.

#### 6. Påminnelse

Her kan du velge om tidspunkt skal vises til påminnelsene, om menyknappen for Påminnelser og Kalender skal vises på skjermen og om klokken skal leses opp under påminnelsene.

#### 7. Lysstyrke

Velg lysstyrke for skjerm, og for led-lysene som blinker til påminnelsene.

#### 8. System

IRIS LIFE SOL er i utgangspunktet vedlikeholdsfri og uavhengig av programvareoppdateringer.

**Oppgradering:** I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren kan denne lastes inn fra internett eller via minnepinne.

**Tilbakestill:** Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingene.

**FlexiBlink LIFE:** IRIS LIFE SOL kan tilkobles varslingsystemet FlexiBlink LIFE og motta fjernstyrt oppløsning av klokken, samt at den vil varsle brannalarm fra tilkoblede røykvarslere og brannsendere.

*Vi henviser til brukermanualen for mer detaljert informasjon om produktet.*

