

## ELLA SMYKKESENDER CARE Bruksanvisning



**ELLA CARE** benyttes for å varsle assistanse til varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. ELLA CARE kan enkelt tilpasses til å vise unik ID hos mottakerne, slik at man raskt oppfatter hvem varslingen kommer fra. Den kan sende to ulike alarmer: Alarm for akutt hjelp, eller varsling for generell bistand.

ELLA CARE benyttes enten som armbånd, eller henges rundt halsen som et kjede. Enheten er sprutsikker.

Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (varenr.: 1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR TILKALLING CARE (varenr.: 1744). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

ELLA CARE er tilgjengelig med knapp i sølv eller rødt.

### BATTERI OG LADING:

ELLA CARE har innebygget oppladbart batteri. Et fulladet batteri holder normalt i over 30 dager. Batteriliader følger i pakken til produktet. ELLA CARE bør lades helt opp før du tar den i bruk første gang.

### SAMMENKOBLING:

Alle enheter må sammenkobles for å fungere i ett system. NB! Kontroller om enheten allerede er sammenkoblet før du utfører denne prosedyren.

- 1: Trykk og hold varslingsknappen i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet som ELLA CARE skal sammenkobles med. Indikatorlampen blinker grønt på enhet.
- 3: Trykk én gang på varslingsknappen på ELLA CARE. Indikatorlampen blinker grønt.
- 4: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

5: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

### SAMMENKOBLING AV NY ENHET (ELLA CARE) TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk og hold varslingsknappen på ELLA CARE inne i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

- 1: Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk 5 ganger på LIFE-knappen.
- 3: Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

### DAGLIG BRUK:

ELLA CARE bæres rundt håndleddet eller i halssnor. Når man trykker på knappen, sendes tilkallingsvarsel til varslingsmottakere i samme system, med ID for alarmen. Varslingen kan tilpasses til å sende generell tilkalling eller alarm for akutt bistand.

### TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE:

Før ELLA CARE setts til fabrikkinnstilling må først sammenkoblingen nullstilles.

- 1: Trykk og hold varslingsknappen inne i ca 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
- 2: Trykk 10 ganger på varslingsknappen på ELLA CARE.
- 3: Fabrikkinnstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

### VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

### RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

### SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

**FORLENGE REKKEVIDDEN:**

I større bygg eller institusjoner der man har behov for å utvide rekkevidden mellom en ELLA VARE og andre CARE-produkter, må det benyttes en eller flere videresender av typen REPEATER CARE.

**TEKNISKE DATA:**

Dim. (bxhxd): 235x10 mm  
 Vekt: 40 g  
 Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz  
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  
 Temperatur: -10°C +40°C  
 Ladespenning: 5VDC (USB)

**SAMSVARERKLÆRING:**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU

**FEILSØKING:**
**Problem: Det varsles ikke i mottakere.**

1: Avstanden mellom ELLA og mottaker er for stor. Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater CARE.

2: ELLA er tom for strøm.

Lad opp ELLA.

3: ELLA og mottakere er ikke sammenkoblet.

Utfør sammenkobling.

4: Feil på mottaker.

Se bruksanvisning for mottakeren.

**Problem: Sammenkobling fungerer ikke.**

1: Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til for å nullstille enheten. Utfør sammenkobling på nytt.

**Problem: Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.**

1: ELLA er tom for strøm.

Lad opp ELLA.

**Problem: Det blinker rødt/grønt.**

1: ELLA er nesten tom for strøm.

Lad opp ELLA.

Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.

1: ELLA er satt til å sende «feil» varsel.

Bruk en IRIS CARE for å sette riktig varsling i ELLA, eller ta kontakt med Vestfold Audio for support.

**Problem: Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og grønt lys for sending har slukket.**

1: Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere. Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en Repeater CARE.

2: Utfør sammenkobling med mottakere.

Problem: Sletting av sammenkobling fjerner spesialtilpasning.

1: ELLA er av tidligere versjon.

Spesialtilpass på nytt.

